




**Doppeltuch-Bezug**  
waschbar  
auch in blau lieferbar

**DRYWEAVE® 20**  
20 mm  
Druckentlastung  
Wärmeableitung

**DRYWEAVE® 8**  
8 mm Unterlüftung



**gisamed® Schlafpolsterauflage**

Die gisamed® Schlafpolsterauflage VITAL-SOLO eignet sich hervorragend als Ausgleichsauflage bei Liegeflächen die unterbrochen sind (Einzelpolster), so dass eine komfortable, durchgehende Liegefläche entsteht.

Die gisamed® Schlafpolsterauflage VITAL-SOLO kann auch bei zu harten oder zu weichen Polstern zum Ausgleich eingesetzt werden und fördert damit einen gesunden und erholsamen Schlaf.

Durch das eingebaute DRYWEAVE® 20 Abstandsgewirke wirkt die gisamed® Schlafpolsterauflage VITAL-SOLO Oberflächen stabilisierend, Rücken schonend und klimausgleichend, da Stauwärme und Feuchtigkeit im Bereich der DRYWEAVE® Zone

abgeleitet werden. Der atmungsaktive Bezugsstoff ist antibakteriell ausgerüstet und leicht abzunehmen. Die Lüftungskanäle sorgen für einen ausgeglichenen Wärmehaushalt und wirken Feuchtigkeit entgegen.

Im aufgerollten Zustand kann die gisamed® Schlafpolsterauflage VITAL-SOLO einfach und platz sparend verstaut werden.

Wir fertigen für Sie nach Maß (Schablone) die passende gisamed® Schlafpolsterauflage VITAL-SOLO an.

- Höhe ..... ca. 4 cm
- Gewicht ..... extrem leicht ca. 1 kg/qm
- Farbe Bezugstoff ..... weiß  oder blau
- Maße ..... nach Schablone

**Domaine d'application**

Le surmatelas gisamed® VITAL-SOLO est l'élément parfait pour couvrir un matelas irrégulier fait de plusieurs coussins. L'élasticité de sa structure permet d'obtenir une surface plane et régulière pour se coucher.

Le surmatelas gisamed® VITAL-SOLO peut également être utilisé pour rééquilibrer une surface trop molle ou trop dure, permettant ainsi un confort optimal pendant le sommeil.

**Caractéristiques du matériau**

La structure en filet 3D GISATEX® DRYWEAVE® de ce surmatelas lui permet de remédier aux imperfections de la surface sur laquelle il repose. Bon pour le confort du dos, thermo-régulateur, ce surmatelas facilite la circulation de l'air et l'évacuation de la chaleur et de l'humidité excédentaires.

La housse respirante de ce surmatelas est traitée anti-bactéries et peut être aisément ôtée et lavée en machine à 30°C (détergent doux, pas d'essorage).

Le surmatelas gisamed® VITAL-SOLO peut être tout simplement roulé pour pouvoir être rangé sans prendre de place.

Le surmatelas gisamed® VITAL-SOLO est découpé pour vous sur mesure par nos soins, à partir d'un patron sur papier que vous nous aurez fait parvenir.

- Epaisseur**.....env. 4 cm
- Poids**.....ultra-léger, env. 1 kg/m<sup>2</sup>
- Couleurs de housse**.....blanc, bleu
- Mesures**.....sur-mesures, patron fourni par le client

**Caratteristiche del materiale**

Il gisamed® VITAL-SOLO è ottimo pad da sonno per spianare le zone interrotte da più cuscini. Si forma una superficie unica, comoda e solida al punto giusto.

Il gisamed® VITAL-SOLO può essere utilizzato anche su cuscini troppo duri o troppo morbidi, così favoriscono un sonno salutare e riposante.

**Caratteristiche del materiale**

La maglia termo-flessibile incorporata da al pad gisamed® VITAL-SOLO la proprietà di stabilizzare la superficie, per un maggiore riposo della schiena. Il materiale scarica il calore accumulato e l'umidità, derivati dal sonno.

Il tessuto traspirante è antibatterico e facile da rimuovere.

I canali di ventilazione assicurano l'equilibrio termico e contrastano la condensazione.

Il pad gisamed® VITAL SOLO è facile da conservare. Nello stato arrotolato risparmia spazio.

Produciamo su misura per voi (con modello), l'appropriato gisamed® pad VITAL-SOLO.

- Altezza**.....ca. 4 cm
- Peso**.....extra leggero ca. 1 kg/m<sup>2</sup>
- Colore**..... bianco oppure blu
- Dimensioni**..... in base al modello

**Areas of use**

The gisamed® mattress overlay VITAL-SOLO is the perfect equalizing top layer to go on top of sleeping surfaces made up of several smaller separate mattress parts. It effectively fills up the gaps between them, leaving a comfortable continuous surface to lie on.

The gisamed® mattress overlay VITAL-SOLO can also compensate for cushions which are too hard or too soft, making for healthy and restful sleep.

**Material qualities**

This mattress overlay is made of GISATEX® DRYWEAVE® spacing weave. This allows it to adjust for uneven sublayers, and makes it friendly to your back. It is also air-permeable and temperature-regulating, because the hollow areas permit warmth and moisture to escape.

The breathable cover has an anti-bacterial treatment and can be easily removed and washed in a standard washing machine (at 30°C, with gentle washing powder, no spin).

The gisamed® mattress overlay VITAL-SOLO can be simply rolled up for space-saving storage.

We make gisamed® mattress overlay VITAL-SOLO to measure, best of all from your paper template.

- Thickness**.....approx. 4 cm
- Weight**.....ultra-lightweight approx. 1 kg/m<sup>2</sup>
- Cover colours**.....white or blue
- Measurements**.....from your template

**Kullanım Alanı**

gisamed® VITAL-SOLO yatak minderi üstü, dengeleyici olduğundan aralıklı yatak alanları için (tek minder) birebir uygundur. Böylelikle konforlu ve kesintisiz bir yatak alanı elde edilir.

gisamed® VITAL-SOLO yatak minderi üstü, çok sert veya çok yumuşak olan minderler üzerinde de kullanılabilir ve böylece sağlıklı ve huzurlu uyuyabilmeyi sağlar.

**Özellikleri**

İçine işlenmiş DRYWEAVE® mesafelendirme aracı sayesinde gisamed® VITAL-SOLO yatak minderi üstü, yüzeyleri sağlamlaştırır, sırt ve beli korur. Ayrıyeten, ısı birikimi ve ıslaklık GISATEX® DRYWEAVE® bölgesinde nakledildiğinden iklim dengeleyici olma özelliğini taşır.

Nefes alabilir kılıf kumaşı antibakteriyeldir ve kolayca çıkartılabilir.

Havalandırma boruları ısı ortamını dengeler ve buğu oluşumunu engeller.

gisamed® VITAL-SOLO yatak minderi üstü, yayılmış durumda dahi kolayca ve fazla yer kaplamadan istif edilebilir. İstek doğrultusundaki ebatlara göre (şablon) gisamed® VITAL-SOLO yatak minderi üstü üretimi mümkündür.

- Thickness**.....approx. 4 cm
- Weight**.....ultra-lightweight approx. 1 kg/m<sup>2</sup>
- Cover colours**.....white or blue
- Measurements**.....from your template